




Relleno dérmico de AH reticulado premium
con Lidocaína

PRODUCTO DISEÑADO PARA UNA VISCOELASTICIDAD Y SEGURIDAD ÓPTIMAS



Fabricante con más de una década de experiencia.
Producto de confianza con calidad garantizada por la tecnología HCCL™.



Tecnología HCCL™

Estructura de matriz 3D estabilizada para una alta seguridad y propiedades reológicas óptimas.

Seguridad comprobada

La seguridad y la eficacia de VOLIFIL está probada a través del ensayo clínico comparativo.


Certificación CE, ISO 13485

VOLIFIL cuenta con la certificación CE, lo que significa que el producto cumple con la normativa sanitaria y medioambiental de la UE para dispositivos médicos de clase III.

Tecnología HCCLTM

(Highly Completed Cross-Linking / Reticulación altamente completa)

VOLIFIL se elabora utilizando la ‘Tecnología HCCLTM’ que incluye BDDE minimizado, reacción de reticulación de baja temperatura y larga duración, y un proceso de PP patentado. La ‘Tecnología HCCLTM’ **garantiza un producto con un alto nivel de seguridad** al completar un alto nivel de reticulación y al eliminar riesgos como el BDDE colgante, que es reconocido como un cuerpo extraño. Además, conduce a una estructura de matriz 3D estabilizada que permite que cada modelo de VOLIFIL tenga las propiedades reológicas óptimas para **mantener el volumen y la forma deseados**.



ÓPTIMAS

PROPIEDADES REOLÓGICAS

VOLIFIL es un tipo **monofásico altamente consistente**. Tiene una **estructura de gel estable y constante, una viscoelasticidad mejorada** al controlar los valores del ángulo de fase (δ) y el módulo de almacenamiento (G'), y mejora aún más la resiliencia externa.

LA SOLUCIÓN PARA NECESIDADES INDIVIDUALIZADAS

VOLIFIL está diseñado para proporcionar **el nivel equilibrado ideal de cohesividad ¹⁾, elasticidad ²⁾ y plasticidad ³⁾** para cada propósito a través de la tecnología HCCL™.

VOLIFIL puede ser utilizado individualmente o en combinación con diferentes modelos, lo que permite un tratamiento preciso de acuerdo a las **necesidades estéticas individuales**.

CLASSIC

DEEP

Sub - Q

Cohesividad



Elasticidad



Plasticidad



Cohesividad



Elasticidad



Plasticidad



Cohesividad



Elasticidad



Plasticidad




1) **Cohesividad** La capacidad de un gel para adherirse, y lo tanto, mantener la integridad del gel.

2) **Elasticidad** La capacidad de un gel para volver a su forma inicial después de haber sido sometido a tensión.

3) **Plasticidad** La capacidad de un gel para moldearse y modelarse.

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE

La adición de **Lidocaína** proporciona un efecto de alivio del dolor durante el tratamiento y mejora la comodidad del paciente



Ref. Resultados de la encuesta realizada por el fabricante

RESULTADOS CLÍNICOS

Nuestro ensayo clínico verificó que VOLIFIL es un dispositivo médico eficaz y seguro para la corrección del pliegue nasolabial y no es inferior al dispositivo de referencia*. (*El dispositivo de referencia está aprobado por la FDA de EE.UU.)


MÉTODO DE PRUEBA: Evaluadores independientes evaluaron la Escala de calificación de gravedad de arrugas (WSRS, Wrinkle Severity Rating Scale) y la Escala de mejora estética global (GAIS, Global Aesthetic Improvement Scale) en **68 pacientes** durante **24 semanas** después de la inyección en el pliegue nasolabial.

Evaluación de seguridad

Se evalúa que VOLIFIL es un dispositivo médico seguro mediante la realización de pruebas clínicas en las que no se observaron anomalías clínicamente significativas.


Evaluación de eficacia

VOLIFIL es un dispositivo médico eficaz para la mejora del aumento de volumen.




Evaluación de la satisfacción personal del participante

VOLIFIL proporciona un alto nivel de satisfacción por investigadores y sujetos.



[Comparación de GAIS evaluada por el investigador]



[Comparación de GAIS evaluada por sujetos]


VOLIFIL LINE-UP

CLASSIC

DEEP

Sub - Q

VOLIFIL ofrece una solución facial completa
para satisfacer las necesidades
individualizadas.



CLASSIC



Cohesividad



Elasticidad



Plasticidad




VENTAJAS

- Textura suave
- Efectivo poder suavizante
- Distribución equitativa

VOLIFIL CLASSIC tiene las propiedades más suaves y delgadas de la familia VOLEFIL y está diseñada para la corrección de líneas finas a moderadas.

DEEP



Cohesividad



Elasticidad



Plasticidad




VENTAJAS

- Textura elástica
- Efectivo poder de equilibrio
- Integración óptima en el tejido
- Corrección natural

VOLIFIL DEEP tiene una mayor propiedad viscoelástica y está diseñado para la corrección de pliegues profundos y el volumen natural de un área facial con movimientos repetitivos y frecuentes.

Sub - Q



Cohesividad



Elasticidad



Plasticidad



VENTAJAS

- Textura firme y maleable.
- Efectivo poder voluminizador
- Contornea la forma y restaura el volumen perdido

VOLIFIL Sub-Q has the thickest properties in the VOLIFIL family that is designed for replenishing facial shape and reconstruction of facial volume loss. tiene las propiedades más espesas de la familia VOLIFIL y está diseñado para rellenar la forma facial y reconstruir la pérdida del volumen facial.

ÁREAS DE INYECCIÓN RECOMENDADAS

CLASSIC


- Patatas de gallo
- Líneas de glabella
- Arrugas periorales
- Líneas de la frente
- Canales de lágrimas
- Aumento del lóbulo de la oreja
- Contorno de labios
- Líneas de marioneta

DEEP

- Líneas nasolabiales
- Líneas de marioneta
- Volumen de labios
- Líneas de glabella
- Líneas de la frente

Sub - Q

- Aumento de pómulos
- Aumento de la nariz
- Aumento de la mandíbula
- Aumento de la frente







RESUMEN DEL PRODUCTO


CLASSIC

DEEP

Sub - Q



PROPIEDADES	Efectivo poder suavizante	Efectivo poder de equilibrio	Efectivo poder voluminizador
COMPOSICIÓN	AH Reticulado Lidocaína 0.3%	AH Reticulado Lidocaína 0.3%	AH Reticulado Lidocaína 0.3%
CONCENTRACIÓN DE AH	20 mg /ml	20 mg /ml	20 mg /ml
RETICULACIÓN	● ● ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ●
INDICACIONES	Para alisar líneas y pliegues	Para una corrección multipropósito	Para contornear la forma y restaurar el volumen perdido
PROFUNDIDAD DE INYECCIÓN	En la dermis superior 	En la dermis media y profunda 	En la dermis profunda y el periostio 
EMPAQUE	Jeringa de 1 X 1.0ml Aguja de 2 X 27G	Jeringa de 1 X 1.1ml Aguja de 2 X 25G	Jeringa de 1 X 1.1ml Aguja de 2 X 25G



VOLIFIL

**Relleno dérmico de AH reticulado premium
con Lidocaína**

Fabricante BNC KOREA, INC.

5F, Damyung Bldg., 42, Nonhyeon-ro 38-gil, Gangnam-gu, Seúl, Rep. de Corea

Sitio Web : www.bnckorea.co.kr **Tel** : +82-70-7116-0719 **Correo electrónico** : ksales@bnckorea.co.kr