





## LINE DERMA THREAD DUAL NEEDLE

Ejemplo de aplicación



**ENDOBIION**, es el distribuidor nacional de los hilos **EplINE**, fabricados en Corea del Sur por **YURIM MEDICAL** una de las empresas referentes del sector a nivel mundial.



## EplINE DERMA THREAD

**EplINE THREAD PDO.** Son hilos de gran calidad, están compuestos de PDO (Polidioxanona), se implantan en la dermis con una aguja guía, activando los fibroblastos, para generar colágeno y elastina, provocando un efecto lifting inmediato y aportando a los pacientes un moldeado natural al rostro y al cuerpo. Su implantación es sencilla y rápida, permitiendo el desarrollo normal de la actividad cotidiana. no produce cortes, marcas ni cicatrices. Es un tratamiento rápido, cómodo y seguro.

**YOUR LINE THREAD PLA,-CL.** Nueva tecnología, absorbible formados dos polímeros, Policaprolactona y ácido poli-L-láctico, son la última generación de hilos.

Los Hilos EplINE vienen con Aguja de doble corte, adecuada para todo tipo de hilos, su ángulo reduce el dolor y suavizada en la incrustación del hilo.

Las cánulas, vienen con un diseño especial para evitar daños a los tejidos internos de la piel, vasos sanguíneos y así no provocar edemas e inflamación.



## LINE DERMA THREAD BASIC



### MONO PDO / NEEDLE

Mejora la elasticidad de la piel.

Aplicación: Facial y Corporal.

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
30G	25mm	30mm	6-0
29G	38mm	50mm	6-0
	50mm	70mm	
27G	38mm	50mm	5-0
	50mm	70mm	
	60mm	90mm	
26G	90mm	150mm	5-0



### MULTI PDO / NEEDLE

Fortalecer la densificación de la piel.

Aplicación: Arrugas profundas faciales.

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
26G	38mm	50mm	5-0
	50mm	80mm	
	60mm	100mm	



### SCREW PDO / NEEDLE

Mejorar las arrugas finas.

Aplicación: Facial (arrugas alrededor boca y ojos) y gestión del cuerpo (pecho, brazos).

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
26G	38mm	50mm	5-0
	50mm	80mm	
	60mm	100mm	

## LINE DERMA THREAD SPECIAL



### EYE LIFT PDO / CANULA U

Especialmente diseñado para tensar la piel y eliminar las arrugas alrededor de los ojos.

El tratamiento más seguro y efectivo para el área de los ojos, La cánula evita el riesgo de hematomas, sangrado e hinchazón.

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
30G	25mm	30mm	6-0



### MESH FILLER PDO / CANULA W

Un hilo innovador para volumen, surcos nasogenianos. Larga duración.

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
19G	38mm	60mm	7-0 x 16
	60mm	80mm	

## LINE DERMA THREAD COG



### FE 360 6D

#### PDO / NEEDLE

Cog 360 multi direccional de 360 grados el que mas tracción realiza de los Cog.

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
23G	60mm	100mm	3-0
	90mm	150mm	



### FE 360 6D

#### PDO / CANULA L


Cog 360 multi direccional de 360 grados el que mas tracción realiza de los Cog.

La cánula es ideal para prevenir el daño de los tejidos internos de la piel y los vasos sanguíneos.

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
23G	60mm	100mm	3-0
	90mm	150mm	
21G	60mm	100mm	2-0
	90mm	150mm	
19G*	60mm	100mm	1-0
	100mm	150mm	



## LINE DERMA THREAD MOLDING



### MOLDING TRIANGLE ARPON

#### PDO / CANULA L

Molding TRIANGLE tiene mayor efecto de elevación.

Gracias a su amplitud y fuerza, sujeta los tejidos flácidos durante más tiempo.

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
19G	60mm	100mm	1-0
	100mm	150mm	
18G	60mm	100mm	1-0
	100mm	150mm	

## LINE DERMA THREAD DUAL NEEDLE



### DUAL NEDDLE 360

#### PDO

La técnica de Dual Lifting se implica usando un absorbible Cog con dos agujas especiales.

Dual Lifting le permite colocar precisamente en partes divididos con cada mitad del hilo. Este efecto es un resultado absoluto en la distribución del peso sobre el tejido simétricamente en los dos partes del hilo.

Tamaño de la aguja	Longitud de la aguja	Longitud del hilo	Diámetro del hilo
21G	110mm	300mm	1-0
21G	110mm	420mm	1-0