

FILLAH

Restaurar las estructuras envejecidas de la piel

Corrección de arrugas superficiales

Relleno de arrugas medias y/o profundas

Restablecer las pérdidas de volumen y contorno facial



	Hydra 1,4 %	Soft 1,5%	Medium 1,75 %	Intense 2,0%
Composición	14 mg de AH	15 mg de AH	17,5 mg de AH	20 mg de AH
Presentación	1 x 1mL	1 x 1mL	1 x 1mL	1 x 1mL
Agujas	2 x 30G	2 x 27G	2 x 27G	2 x 27G
G'(elasticidad)		57,73	87,15	91,25
G"(viscosidad)		14,08	23,26	35,52
Tamaño de partícula		500 - 700um	500 - 700um	500 - 700um
Endotoxinas	≤ 0.20EU/mL	≤ 0.20EU/mL	≤ 0.20EU/mL	≤ 0.20EU/mL
BDDE	-	Bajo	Bajo	Bajo

UNO PARA TODOS

Un Ácido Hialurónico para todos los Odontólogos

FILLAH

140-PS-PF-FILLAH-11.2024-1.1

De conformidad con la legislación vigente de productos sanitarios. Estos productos sanitarios pueden tener contraindicaciones y/o efectos adversos. Lea el etiquetado y las instrucciones de uso antes de su utilización.



FILLAH

Hydra 1,4%

Relleno intradérmico lineal diseñado para aumentar la **hidratación**, **revitalización** y **tonificación** facial.

1 mL - 1 Jeringa precargada + 2 agujas



Revitaliza
la piel.

Restaura
las estructuras cutáneas envejecidas.

Mejora
la hidratación de la piel y su firmeza.

Rellena
la matriz extracelular y el tejido intradérmico.

FILLAH

Soft 1,5%

Relleno intradérmico reticulado, óptimo para la **corrección** de líneas finas y la **hidratación** profunda.

1 mL - Jeringa precargada + 2 agujas

Elasticidad **G'53,73**



Viscosidad **G''14,08**



Corrige
las arrugas superficiales y los pliegues de la piel.

Realza y perfila

Restablece
superficialmente las pérdidas de volumen y contorno facial.

FILLAH

Medium 1,75%

Relleno intradérmico reticulado indicado para rellenar **volúmenes** faciales medios a profundos.

1 mL - 1 Jeringa precargada + 2 agujas

Elasticidad **G'87,15**



Viscosidad **G''23,26**



Corrige
las depresiones cutáneas medias y profundas del rostro.

Rectifica
las arrugas y los pliegues de la piel.

Restablece
las pérdidas de volumen medias a profundas del contorno facial.

FILLAH

Intense 2,0%

Relleno intradérmico reticulado de alta concentración, para **restauración** de volúmenes faciales profundos.

1 mL - 1 Jeringa precargada + 2 agujas

Elasticidad **G'91,25**



Viscosidad **G''35,52**



Remodela y restaura
el volumen del contorno facial.

Corrige
las pérdidas de volumen profundas de la piel.

Restaura
las pérdidas de volumen y contorno facial.



01 **Monofásico**
Proceso de reticulación altamente homogéneo.



02 **Lenta degradación**
Proceso de reticulación que retrasa la acción de la hialuronidasa.



03 **Elasticidad y resistencia**
Restaura contornos y mejora la elasticidad y firmeza de la piel.



04 **Viscoelástico**
Presentan una alta viscosidad y un módulo elástico elevado G' y G''.



05 **Alta biocompatibilidad**
Alta compatibilidad con sistemas biológicos.



06 **Buen perfil de seguridad**
Muy bajo nivel de endotoxinas ≤ 0,20EU/mL



07 **Fabricación nacional**
Producto fabricado en España.



08 **Tecnología® SARE**
Tecnología propia para una mayor eficacia, proyección y durabilidad de la reticulación.